

Anwendung:

Gewünschte Menge mit den Fingern im Intimbereich oder auf deinem Lieblings-Spielzeug auftragen. Bei der Verwendung mit Kondomen, das Gleitgel außen auf das abgerollte Kondom auftragen.

Reinigung:

AQUAglide ist vollständig mit Wasser abwaschbar. Eintrocknete Rückstände auf deiner Lieblingsbettwäsche können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln fleckenfrei entfernt werden.

Auch von deinem Lieblingsspielzeug kann das AQUAglide Original vollständig entfernt werden. Hierfür empfehlen wir ein Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Warnhinweise:

AQUAglide ist **kein** empfängnisverhütendes Mittel, enthält **keine** spermiziden Wirkstoffe und bietet auch **keinen** Schutz vor Infektionen.

Gynäkologen raten Gleitmittel bei Kinderwunsch nur sparsam einzusetzen, oder wegzulassen, da diese die Empfängnis erschweren könnten.

Kontraindikationen:

Hast Du bekannte Allergien, oder reagierst empfindlich auf bestimmte Inhaltsstoffe, findest Du diese unter „Ingredients (INCI)“.

Treten Unverträglichkeiten auf, wasche das Gleitgel bitte gut ab und wende Dich gegebenenfalls an deinen Hausarzt oder Gynäkologen.

Bei weiteren Fragen wende Dich vertrauensvoll an unser Team. Auch dein Gynäkologe, ein Apotheker oder eine Sexualberatungsstelle kann Dir sicherlich weiterhelfen.

Application:

Apply the desired amount with your fingers to your intimate area or to your favorite toy. When using condoms, apply the lubricant to the outside of the unrolled condom.

Cleaning:

AQUAglide can be completely rinsed off with water. Dried residues on your favorite bed linen can be removed without leaving stains using commercially available cleaning products.

The AQUAglide Original can also be completely removed from your favorite toy. For this we recommend a cleaning and disinfectant

Warnings:

AQUAglide is not a contraceptive, does not contain any spermicidal agents and does not offer any protection against infections. Gynecologists recommend using lubricants sparingly or avoiding them if you want to have children, as they could make conception more difficult.

Contraindications:

If you have known allergies or are sensitive to certain ingredients, you can find them under "Ingredients (INCI)". If you experience any intolerances, please wash off the lubricant thoroughly and contact your general practitioner or gynecologist if necessary.

If you have any further questions, please do not hesitate to contact our team. Your gynecologist, a pharmacist or a sexual counselling center will also be able to help you.